

PID: DH.WRK010x0

UID:

Ostatnia aktualizacja: 02.03.2022 14:09



PROGRAMOWALNA CYFROWA KOŁYSKA RK



INNE ZDJĘCIA



OPIS OGÓLNY

Właściwości:

- certyfikat **CE**,
- wysoka precyzja cyfrowej kontroli prędkości: 1 obr./min.,
- zastosowanie: barwienie i odbarwianie żeli, płynów, hodowle komórkowe, hybrydyzacja itp.,
- programowanie: 10 stopni, 6 programów,
- cyfrowy timer: max. 99 godz. 59 min.,
- cyfrowy wyświetlacz LCD z funkcją podświetlania,
- łagodne uruchomienie urządzenia z możliwością zmiany prędkości kołysania,
- ochrona silnika przed przeciążeniem,
- możliwość zapamiętywania zadanych parametrów: obr./min. i czasu,
- funkcja alarmu: błąd i wyłączenie timera,
- platforma ze stali nierdzewnej dostarczana z szarą matą antypoślizgową
- opcjonalnie druga platforma z matą antypoślizgową w celu zwiększenia powierzchni mieszania,
- tryb blokowania.

MODELE

- **RK-1D**, wymiary platformy: 29 x 20 cm; nr kat.: DH.WRK01010
- **RK-2D**, wymiary platformy: 30 x 30 cm; nr kat.: DH.WRK01020

SPECYFIKACJA

MODEL	RK-1D	RK-2D
-------	-------	-------

Wymiary	platformy (W x D) [mm]	290 x 200	300 x 300
	urządzenia (W x D x H) [mm]	290 x 240 x 150	300 x 330 x 150
Zakres prędkości		5~50 obr./min.	
Kąt nachylenia		$\pm 6^\circ$ lub $\pm 9^\circ$ ($\pm 9^\circ$ jako ustawienia fabryczne)	
Silnik		14 W, DC	
Programowanie		10 ustawień, 6 programów	
Timer, alarm		99 godz. 59 min (praca ciągła), funkcja alarmu: błąd i wyłączenie timera	
Wyświetlacz		cyfrowy wyświetlacz LCD z funkcją podświetlenia	
Obwód bezpieczeństwa		ochrona silnika przed przeciążeniem	
Platforma (w zestawie)		290 x 200	300 x 300
Wymiary transportowe (W x D x H) [mm]		450 x 350 x 250	
Waga		7 kg	8 kg
Pobór mocy		35 W	
Zasilanie		1 faza, 230 V, 50/60 Hz	

AKCESORIA

- dodatkowa platforma **RK5011** (dla kołyski RK-1D) z 4 podporami; nr kat.: DH.WRK05011,
- dodatkowa platforma **RK5221** (dla kołyski RK-2D) z 4 podporami; nr kat.: DH.WRK05021.

[Link do pliku źródłowego](#)



BIOGENET
ul. Parkingowa 1,
05-420 Józefów k./Otwocka

SPRZEDAŻ:
tel. 22 463 80 40 do 45, fax: 22 417 31 98,
biogenet@biogenet.pl

SERWIS:
tel. 22 463 80 47 do 49,
serwis@biogenet.pl