

KOSZE DRUCIANE DO AUTOKLAWU



OPIS OGÓLNY

Kosze druciane ze stali nierdzewnej do autoklawów **MaXterile™** w 4 rozmiarach.

MODELE

- **Ba7011**; nr kat. DH.Ba7011,
- **Ba7012**; nr kat. DH.Ba7012,
- **Ba7013**; nr kat. DH.Ba7013,
- **Ba7014**; nr kat. DH.Ba7014.

SPECYFIKACJA

MODEL	Wymiary kosza	Model autoklawu
Ba7011	Ø270 x h240 mm	MaXterile™ o pojemności 47 litrów
Ba7012	Ø320 x h240 mm	MaXterile™ o pojemności 60 litrów
Ba7013	Ø370 x h240 mm	MaXterile™ o pojemności 80 litrów
Ba7014	Ø420 x h240 mm	MaXterile™ o pojemności 100 litrów

[Link do pliku źródłowego](#)



BIOGENET
ul. Parkingowa 1,
05-420 Józefów k./Otwocka

SPRZEDAŻ:
tel. 22 463 80 40 do 45, fax: 22 417 31 98,
biogenet@biogenet.pl

SERWIS:
tel. 22 463 80 47 do 49,
serwis@biogenet.pl