

PID: DH.WHM1209x

UID:

by **biogenet**

DAIHAN
Scientific

Ostatnia aktualizacja: 02.03.2022 14:09

WYSOKOTEMPERATUROWA CZASZA GRZEJNA WHM, 100-6000 ML, 650°C



INNE ZDJĘCIA



OPIS OGÓLNY

Właściwości:

- certyfikat **CE**,
- duży wybór pojemności,
- aluminiowa obudowa,
- urządzenie łatwe w użyciu,
- do użytku z mieszadłem magnetycznym,
- opcjonalnie kontroler temperatury (analogowy lub cyfrowy).

MODELE

- **DH.WHM12091**, na kolbę 100 mL
- **DH.WHM12092**, na kolbę 250 mL
- **DH.WHM12093**, na kolbę 500 mL
- **DH.WHM12094**, na kolbę 1000 mL
- **DH.WHM12095**, na kolbę 2000 mL (Duran/Iwaki)
- **DH.WHM12096**, na kolbę 3000 mL (Duran/Kimax)
- **DH.WHM12097**, na kolbę 5000 mL
- **DH.WHM12098**, na kolbę 6000 mL (Duran/Kimax)

SPECYFIKACJA

Nr kat.	Pojemność kolby	Średnica kolby [mm]	Moc	Głębokość wewnętrzna [mm]	Wymiary zewnętrzne [mm]	Pręt wspierający	Rodzaj kolb (producent)
DH.WHM12091	100 mL	63~66	120 W	50	Ø145 x H75	Ø13 x H440	ogólne przeznaczenie
DH.WHM12092	250 mL	83~86	200 W	50	Ø145 x H75	Ø13 x H440	ogólne przeznaczenie
DH.WHM12093	500 mL	102~105	350 W	85	Ø190 x H110	Ø13 x H440	ogólne przeznaczenie
DH.WHM12094	1000 mL	130~133	450 W	85	Ø190 x H110	Ø13 x H440	ogólne przeznaczenie
DH.WHM12095	2000 mL	165~169	600 W	110	Ø270 x H135	Ø13 x H660	dla DURAN/Iwaki
DH.WHM12096	3000 mL	184~187	700 W	110	Ø270 x H135	Ø13 x H660	dla DURAN/Kimax
DH.WHM12097	5000 mL	221~224	1200 W	140	Ø325 x H165	Ø13 x H800	ogólne przeznaczenie
DH.WHM12098	6000 mL	234~237	1200 W	140	Ø325 x H165	Ø13 x H800	dla DURAN/Kimax

WYPOSAŻENIE OPCJONALNE

- **WHM-C10A**, kontroler analogowy; nr kat. DH.WHM12500,
- **WHM-C10D**, kontroler cyfrowy; nr kat. DH.WHM12500.

[Link do pliku źródłowego](#)



BIOGENET
ul. Parkingowa 1,
05-420 Józefów k./Otwocka

SPRZEDAŻ:
tel. 22 463 80 40 do 45, fax: 22 417 31 98,
biogenet@biogenet.pl

SERWIS:
tel. 22 463 80 47 do 49,
serwis@biogenet.pl