

PID: 236

UID:


Ostatnia aktualizacja: 19.07.2017 13:41



INKUBATORY THERMOSTABLE™ EIF Z OBIEGIEM WYMUSZONYM, WERSJA EKONOMICZNA



INNE ZDJĘCIA



OPIS OGÓLNY

Właściwości:

- zoptymalizowany, wymuszony przepływ powietrza,
- certyfikat **CE**,
- do różnych zastosowań: hodowla mikroorganizmów, hodowla komórek roślinnych i zwierzęcych, inkubacja w stałych temperaturach, kiełkowanie roślin itp.,
- cyfrowy system kontroli Fuzzy,
- wyświetlacz FND,
- 2 druciane półki (pokryte polietylenem),
- zakres temperatur od temperatury otoczenia do +70°C, z dokładnością $\pm 0,2^{\circ}\text{C}$ przy 37°C oraz $\pm 0,3^{\circ}\text{C}$ przy 50°C,
- funkcje alarmu: błąd i wyłączenie timera,
- tryb blokady dla bezpieczeństwa doświadczeń,
- wnętrze ze stali nierdzewnej,
- ochrona przed przegrzaniem, wykrywanie uszkodzenia sensora.

MODELE

- **ThermoStable EIF-50**, poj. 50 L; nr kat.: DH.EIF03050.E,
- **ThermoStable EIF-105**, poj. 105 L; nr kat.: DH.EIF03105.E,
- **ThermoStable EIF-155**, poj. 155 L; nr kat.: DH.EIF03155.E.

SPECYFIKACJA

MODEL	ThermoStable EIF-50	ThermoStable EIF-105	ThermoStable EIF-155
Pojemność	50 L	105 L	155 L
Wymiary wewnętrzne (W x D x H) [mm]	370 x 350 x 420	485 x 410 x 535	550 x 475 x 600
Wymiary zewnętrzne (W x D x H) [mm]	523 x 642 x 642	640 x 700 x 741	705 x 765 x 805
Zakres temperatury	+5°C powyżej temperatury otoczenia do +70°C		
Rozkład temperatury	±0,5°C przy 37°C, ±1,2°C przy 50°C		
Czujnik temperatury	PT100		
Rozdzielczość wyświetlacza	±0,1°C		
Czas nagrzewania	15 min do 37°C 30 min do 50°C		
Czas przywracania temperatury (dla drzwi otwartych przez 30 sek.)	5 min do 37°C 8 min do 50°C	8 min do 37°C 10 min do 50°C	
Sterownik	cyfrowy Fuzzy z mikroprocesorem		
Wyświetlacz	FND		
Timer	99 godz. 59 min. (funkcja opóźnienia, tryb pracy ciągłej)		
Materiał wnętrza	stal nierdzewna		
Materiał obudowy	stal lakierowana		
Drzwi wewnętrzne	szklane, hartowane		
Półki	2 szt. druciane pokryte polietylenem, maksymalna ładowność 16 kg/półkę		
Port dostępowy	otwór wentylacyjny z zatyczką, średnica 40 mm		
Obieg powietrza	wymuszony z wentylatorem		
Zabezpieczenia	przed przegrzaniem, wykrywanie błędów czujnika		
Waga	41 kg	53 kg	70 kg
Wymiary transportowe (W x D x H) [mm]	719 x 586 x 840	710 x 762 x 970	780 x 826 x 1030
Waga transportowa	52 kg	70 kg	87 kg
Zużycie energii	400 W	500 W	600 W

AKCESORIA

- **IGS050**, półka drucziana, dla modelu ThermoStable **EIF-50**; nr kat.: DH.WIG11050,
- **IGS105**, półka drucziana, dla modelu ThermoStable **EIF-105**; nr kat.: DH.WIG11105,
- **IGS155**, półka drucziana, dla modelu ThermoStable **EIF-155**; nr kat.: DH.WIG11155.

[Link do pliku źródłowego](#)



BIOGENET
ul. Parkingowa 1,
05-420 Józefów k./Otwocka

SPRZEDAŻ:
tel. 22 463 80 40 do 45, fax: 22 417 31 98,
biogenet@biogenet.pl

SERWIS:
tel. 22 463 80 47 do 49,
serwis@biogenet.pl