


# CYRKULACYJNE ŁAŹNIE WODNE Z CHŁODZENIEM MAXIRCU™ CR (-25°C~+150°C)



## INNE ZDJĘCIA



## OPIS OGÓLNY

Właściwości:

- certyfikat **CE**,
- sterownik Digital Fuzzy z mikroprocesorem Jog-Dial z pokrętką i przyciskiem,
- funkcja podświetlenia wyświetlacza,
- Advanced Refrigerating System - zaawansowany system chłodzenia zapewnia odporność na temperaturę,
- innowacyjna mocna pompa cyrkulacyjna zapewnia jednorodność temperatury,
- innowacyjny system chłodzenia, wolny od CFC (R-404A),
- interfejs RS232C do zdalnego monitorowania i sterowania za pomocą PC,
- szybkie schładzanie,
- izolacja: pianka uretanowa,
- wskaźnik właściwego poziomu cieczy w łaźni,
- stal nierdzewna zapewnia trwałość urządzenia oraz stabilność temperatury,
- funkcja kompensacji do kontroli różnicy między temperaturą zadaną a temperaturą uzyskaną,
- ostrzeżenie i funkcja Auto-Stop w przypadku niskiego poziomu cieczy,
- bezpieczny i energooszczędny system chłodzenia,
- w temperaturze poniżej 0°C zaleca się stosowanie alkoholu etylowego (94-95%).

## MODELE

- **MaXircu CR-8**, 8 litrów; nr kat.: DH.WCR00408
- **MaXircu CR-12**, 12 litrów; nr kat.: DH.WCR00412

- **MaXircu CR-22**, 22 litry; nr kat.: DH.WCR00422
- **MaXircu CR-30**, 30 litrów; nr kat.: DH.WCR00430

## SPECYFIKACJA

| MODEL                                 | MaXircu™ CR-8                                                                                              | MaXircu™ CR-12  | MaXircu™ CR-22  | MaXircu™ CR-30  |
|---------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Pojemność                             | 8 L                                                                                                        | 12 L            | 22 L            | 30 L            |
| Pompa                                 | Max. przepływ: 25 L/min. (1~5 poziomów),<br>Max. ciśnienie: 7,5 psi, max. lift: 4 m                        |                 |                 |                 |
| Zakres temperatury                    | -25°C ~ +150°C                                                                                             |                 |                 |                 |
| Dokładność                            | ±0,1°C                                                                                                     |                 |                 |                 |
| Rozkład temperatury                   | 0,1°C - Display 0,5°C - Control                                                                            |                 |                 |                 |
| Jednorodność i czujnik temperatury    | ±0,2°C (w -10°C), PT100                                                                                    |                 |                 |                 |
| Moc grzewcza                          | 1,0 kW                                                                                                     | 1,5 kW          | 2 kW            | 2,2 kW          |
| Chłodzenie                            | 1/3 HP                                                                                                     | 1/3 HP          | 1/2 HP          | 3/4 HP          |
| Chłodzenie w +20°C                    | 300 W                                                                                                      | 380 W           | 680 W           | 850 W           |
| Chłodzenie w 0°C                      | 200 W                                                                                                      | 250 W           | 500 W           | 620 W           |
| Chłodzenie w -20°C                    | 110 W                                                                                                      | 130 W           | 300 W           | 400 W           |
| Czynnik chłodzenia                    | CFC-Free (R-404A) układ chłodniczy                                                                         |                 |                 |                 |
| Całkowity pobór mocy                  | 1,6 kW                                                                                                     | 2 kW            | 2,7 kW          | 3 kW            |
| Timer                                 | 99 godz. 59 min. (nastawny / tryb pracy ciągłej)                                                           |                 |                 |                 |
| Wyświetlacz                           | Cyfrowy LCD z funkcją podświetlania                                                                        |                 |                 |                 |
| Sterownik                             | Digital Fuzzy z mikroprocesorem Jog-Dial z pokrętką i przyciskiem                                          |                 |                 |                 |
| Materiał wykonania                    | Wnętrze: stal nierdzewna<br>Obudowa: stal malowana proszkowo<br>Izolacja: pianka uretanowa (grubość 40 mm) |                 |                 |                 |
| Pokrywa                               | W standardzie dołączona pokrywa płaska<br>Opcjonalnie: pokrywa dwuspadowa                                  |                 |                 |                 |
| Zawór spustowy                        | Zawór kulowy (obrotowy)                                                                                    |                 |                 |                 |
| Powierzchnia robocza (W x D x H) [mm] | 175 x 153 x 150                                                                                            | 230 x 181 x 150 | 290 x 220 x 200 | 330 x 290 x 200 |
| Wymiary wewnętrzne (W x D x H) [mm]   | 175 x 320 x 150                                                                                            | 230 x 350 x 150 | 290 x 390 x 200 | 330 x 460 x 200 |
| Wymiary zewnętrzne [mm]               | 330 x 474 x 752                                                                                            | 400 x 523 x 807 | 483 x 563 x 850 | 494 x 633 x 906 |

[Link do pliku źródłowego](#)



BIOGENET  
ul. Parkingowa 1,  
05-420 Józefów k./Otwocka

SPRZEDAŻ:  
tel. 22 463 80 40 do 45, fax: 22 417 31 98,  
biogenet@biogenet.pl

SERWIS:  
tel. 22 463 80 47 do 49,  
serwis@biogenet.pl