

PID: DH.WB0001xx

UID:

Ostatnia aktualizacja: 02.03.2022 14:09



ŁAŹNIE WODNE WB (DO +100°C)



INNE ZDJĘCIA



OPIS OGÓLNY

Właściwości:

- certyfikat **CE**,
- sterownik Digital Fuzzy z mikroprocesorem Jog-Dial z pokrętką i przyciskiem,
- funkcja podświetlenia wyświetlacza,
- stal nierdzewna zapewnia trwałość urządzenia oraz stabilność temperatury,
- cyfrowy timer,
- funkcja przechowywania wartości temperatury i czasu,
- blokada pokrętki zmiany temperatury dla bezpieczeństwa wykonywanych doświadczeń.

MODELE

- **WB-6** pojemność 6 litrów; nr kat.: DH.WB000106
- **WB-11** pojemność 11 litrów; nr kat.: DH.WB000111
- **WB-22** pojemność 22 litry; nr.: kat. DH.WB000122

SPECYFIKACJA

MODEL	WB-6	WB-11	WB-22
Pojemność	6 L	11 L	22 L
Zakres temperatury	od +5°C (powyżej temp. otoczenia) ~ 100°C		
Dokładność	±0,1°C		
Rozkład temperatury	0,1°C		
Jednorodność i czujnik temperatury	±1,0°C, PT100		
Moc grzewcza	800 W	1 kW	2 kW
Timer	99 godz. 59 min. (nastawny / praca w trybie ciągłym)		
Wyświetlacz	Cyfrowy LCD z funkcją podświetlania		
Sterownik	Digital Fuzzy z mikroprocesorem Jog-Dial z pokrętkiem i przyciskiem		
Materiał wykonania	Wnętrze: stal nierdzewna Obudowa: stal malowana proszkowo		
Pokrywa	W standardzie dołączona pokrywa płaska Opcjonalnie: pokrywa dwuspadowa		
Zawór spustowy	Nie	Nie	Tak (Ø9,5~11 mm)
Powierzchnia robocza (W x D x H) [mm]	300 x 155 x 110	302 x 240 x 110	500 x 295 x 110
Wymiary wewnętrzne (W x D x H) [mm]	300 x 155 x 150	302 x 240 x 150	500 x 295 x 150
Wymiary zewnętrzne (W x D x H) [mm]	325 x 180 x 260	325 x 265 x 260	535 x 330 x 260

WYPOSAŻENIE OPCJONALNE

- **BF106** płaska pokrywa, stal nierdzewna dla łaźni WB-6; nr kat.: DH.WB010106,
- **BF111** płaska pokrywa, stal nierdzewna dla łaźni WB-11; nr kat.: DH.WB010111,
- **BF122** płaska pokrywa, stal nierdzewna dla łaźni WB-22; nr kat.: DH.WB010122,
- **BD206** pokrywa dwuspadowa, stal nierdzewna dla łaźni WB-6; nr kat.: DH.WB010206,
- **BD211** pokrywa dwuspadowa, stal nierdzewna dla łaźni WB-11; nr kat.: DH.WB010211,
- **BD222** pokrywa dwuspadowa, stal nierdzewna dla łaźni WB-22; nr kat.: DH.WB010222,
- **BFC106** pokrywa z 2 pierścieniami, stal nierdzewna dla łaźni WB-6; nr kat.: DH.WB030106,
- **BFC111** pokrywa z 2 pierścieniami, stal nierdzewna dla łaźni WB-11; nr kat.: DH.WB030111,
- **BFC122** pokrywa z 6 pierścieniami, stal nierdzewna dla łaźni WB-22; nr kat.: DH.WB030122,
- **BTH106** stelaż na próbówki, stal nierdzewna, 36 x Ø17 mm, 220 x 125 x 78,5 mm do łaźni WB-6; nr kat.: DH.WB020106,
- **BTH206** stelaż na próbówki, stal nierdzewna, 15 x Ø32 mm, 220 x 125 x 78,5 mm do łaźni WB-6; nr kat.: DH.WB020206,
- **BTH111** stelaż na próbówki, stal nierdzewna, 63 x Ø17 mm, 220 x 205 x 78,5 mm do łaźni WB-11; nr kat.: DH.WB020111,
- **BTH211** stelaż na próbówki, stal nierdzewna, 25 x Ø32 mm, 220 x 205 x 78,5 mm do łaźni WB-11; nr kat.: DH.WB020211.

[Link do pliku źródłowego](#)



BIOGENET
ul. Parkingowa 1,
05-420 Józefów k./Otwocka

SPRZEDAŻ:
tel. 22 463 80 40 do 45, fax: 22 417 31 98,
biogenet@biogenet.pl

SERWIS:
tel. 22 463 80 47 do 49,
serwis@biogenet.pl