

PID: DH.WSB030xx

UID:

Ostatnia aktualizacja: 02.03.2022 14:09



ŁAŻNIE WODNE Z WYTRZĄSANIEM MAXTURDY™



INNE ZDJĘCIA



OPIS OGÓLNY

Właściwości:

- certyfikat **CE**,
- sterownik Digital Fuzzy z mikroprocesorem Jog-Dial z pokrętle i przyciskiem,
- cyfrowy kontroler zapewnia precyzyjną kontrolę prędkości,
- wysoko wydajny silnik zapewnia płynny ruch wytrząsania oraz minimalny hałas i wibracje,
- urządzenie łatwe w czyszczeniu,
- opatentowany mechanizm wytrząsania: minimalny hałas i wibracje,
- opatentowany mikroprocesor Jog-Digital i wyświetlacz LCD z podświetleniem,
- urządzenie idealnie sprawdza się w badaniach z dziedziny biotechnologii (do bezpośredniego zanurzania próbek lub wytrząsania),
- wanna ze stali nierdzewnej zapewnia doskonałą trwałość oraz wysoką sprawność termiczną,
- w zestawie uniwersalna platforma ze sprężynami, na różnego rodzaju kolby i probówki,
- funkcja kompensacji do kontroli różnicy między zadaną a uzyskaną temperaturą.

MODELE

- **MaXturdy 18**, pojemność 18 litrów; nr kat.: DH.WSB03018
- **MaXturdy 30**, pojemność 30 litrów; nr kat.: DH.WSB03030
- **MaXturdy 45**, pojemność 45 litrów; nr kat.: DH.WSB03045

SPECYFIKACJA

MODEL	MaXturdy™ 18	MaXturdy™ 30	MaXturdy™ 45
-------	--------------	--------------	--------------

Pojemność	18 L	30 L	45 L
Max. ilość kolb	6 x 250 mL 4 x 500 mL 1 x 1000 mL	10 x 250 mL 8 x 500 mL 3 x 1000 mL	18 x 250 mL 15 x 500 mL 8 x 1000 mL
Zakres temperatury	+5°C (powyżej temp. otoczenia) do 100°C		
Dokładność	±0,1°C		
Rozkład temperatury	0,1°C - Display, 0,1°C - Control		
Jednorodność i czujnik temperatury	±0,5°C, PT100		
Moc grzewcza	1,4 kW	1,8 kW	2,4 kW
Prędkość wytrząsania	20-250 obr./min. (rozdzielczość 1 obr./min.)		
Długość odchylenia	Dostępne 15, 20, 30 mm (fabrycznie: 20 mm)		
Timer	99 godz. 59 min. (nastawny / tryb pracy ciągłej)		
Wyświetlacz	Cyfrowy LCD z funkcją podświetlenia		
Sterownik	Digital Fuzzy z mikroprocesorem Jog-Dial z pokrętką i przyciskiem		
Platforma	Uniwersalna platforma sprężynowa na różnego rodzaju kolby i probówki (w zestawie)		
Zawór spustowy	TAK		
Materiał wykonania	Wnętrze: stal nierdzewna Obudowa: stal malowana proszkowo		
Wymiary wewnętrzne (W x D x H) [mm]	300 x 300 x 200	500 x 300 x 200	600 x 380 x 200
Wymiary zewnętrzne (W x D x H) [mm]	563 x 353 x 340	820 x 420 x 450	920 x 500 x 450

- **SBR018** uniwersalna platforma sprężynowa dla **MaXturdy™ 18**; nr kat.: DH.WSB51018,
- **SBR030** uniwersalna platforma sprężynowa dla **MaXturdy™ 30**; nr kat.: DH.WSB51030,
- **SBR045** uniwersalna platforma sprężynowa dla **MaXturdy™ 45**; nr kat.: DH.WSB51045,
- **SBD018** pokrywa dwuspadowa dla **MaXturdy™ 18**; nr kat.: DH.WSB02018,
- **SBD030** pokrywa dwuspadowa dla **MaXturdy™ 30**; nr kat.: DH.WSB02030,
- **SBD045** pokrywa dwuspadowa dla **MaXturdy™ 45**; nr kat.: DH.WSB02045.

[Link do pliku źródłowego](#)



BIOGENET
ul. Parkingowa 1,
05-420 Józefów k./Otwocka

SPRZEDAŻ:
tel. 22 463 80 40 do 45, fax: 22 417 31 98,
biogenet@biogenet.pl

SERWIS:
tel. 22 463 80 47 do 49,
serwis@biogenet.pl