

PID: DH.WHM1203x

UID:

by **biogenet**

DAIHAN
Scientific

Ostatnia aktualizacja: 02.03.2022 14:09

CZASZA GRZEJNA WHM Z KONTROLEREM TEMPERATURY I MIESZANIEM, 50-6000 ML, 450°C



OPIS OGÓLNY

Właściwości:

- certyfikat **CE**,
- duży wybór pojemności,
- wbudowany kontroler temperatury,
- wbudowane mieszadło magnetyczne 50-750 obr./min.,
- w zestawie 2 mieszadełka (oval-type),
- element grzewczy wykonany z chromoniklu, odporny na kwasy, zapewnia długą żywotność urządzenia,
- przeznaczone do większości kolb - DURAN/Kimax/Pyrex/Iwaki.

MODELE

- **DH.WHM12030**, na kolbę 50 mL
- **DH.WHM12031**, na kolbę 100 mL
- **DH.WHM12032**, na kolbę 250 mL
- **DH.WHM12033**, na kolbę 500 mL
- **DH.WHM12034**, na kolbę 1000 mL
- **DH.WHM12035**, na kolbę 2000 mL (Duran/Iwaki)
- **DH.WHM120351**, na kolbę 2000 mL (Kimax/Pyrex)
- **DH.WHM12036**, na kolbę 3000 mL (Duran/Kimax)
- **DH.WHM12037**, na kolbę 5000 mL
- **DH.WHM12038**, na kolbę 6000 mL (Duran/Kimax)

SPECYFIKACJA

Nr kat.	Pojemność kolby	Średnica kolby [mm]	Moc	Głębokość wewnętrzna [mm]	Wymiary zewnętrzne [mm]	Pręt wspierający [mm]	Rodzaj kolb [producent]
DH.WHM12030	50 mL	49~52	80 W	40	Ø145 x 140	Ø13 x 440	ogólne przeznaczenie

DH.WHM12031	100 mL	63~66	80 W	40	Ø145 x 140	Ø13 x 440	ogólne przeznaczenie
DH.WHM12032	250 mL	83~86	140 W	50	Ø145 x 140	Ø13 x 440	ogólne przeznaczenie
DH.WHM12033	500 mL	102~105	240 W	65	Ø190 x 165	Ø13 x 440	ogólne przeznaczenie
DH.WHM12034	1000 mL	130~133	350 W	75	Ø190 x 165	Ø13 x 440	ogólne przeznaczenie
DH.WHM12035	2000 mL	165~169	450 W	100	Ø270 x 200	Ø13 x 660	dla DURAN/Iwaki
DH.WHM12036	3000 mL	184~187	550 W	105	Ø270 x 200	Ø13 x 660	dla DURAN/Kimax
DH.WHM12037	5000 mL	221~224	800 W	131	Ø325 x 226	Ø13 x 800	ogólne przeznaczenie
DH.WHM12038	6000 mL	234~237	800 W	131	Ø325 x 226	Ø13 x 800	dla DURAN/Kimax

[Link do pliku źródłowego](#)



BIOGENET
ul. Parkingowa 1,
05-420 Józefów k./Otwocka

SPRZEDAŻ:
tel. 22 463 80 40 do 45, fax: 22 417 31 98,
biogenet@biogenet.pl

SERWIS:
tel. 22 463 80 47 do 49,
serwis@biogenet.pl