

PID: DH.WHM123xx

UID:

Ostatnia aktualizacja: 02.03.2022 14:09



TAŚMA GRZEWcza WHM



OPIS OGÓLNY

Taśma grzewcza WHM, 250°C, szerokość: 1,3 i 2,5 cm, do szklanych rurek i metalowych pipet.

MODELE

- **DH.WHM12311**, 1,3 cm × 0,6 m
- **DH.WHM12312**, 1,3 cm × 1,0 m
- **DH.WHM12313**, 1,3 cm × 1,5 m
- **DH.WHM12314**, 1,3 cm × 2,0 m
- **DH.WHM12315**, 1,3 cm × 2,5 m
- **DH.WHM12316**, 1,3 cm × 3,0 m
- **DH.WHM12321**, 2,5 cm × 0,6 m
- **DH.WHM12322**, 2,5 cm × 1,0 m
- **DH.WHM12323**, 2,5 cm × 1,5 m
- **DH.WHM12324**, 2,5 cm × 2,0 m
- **DH.WHM12325**, 2,5 cm × 2,5 m
- **DH.WHM12326**, 2,5 cm × 3,0 m
- **DH.WHM12327**, 2,5 cm × 4,0 m
- **DH.WHM12328**, 2,5 cm × 6,0 m

SPECYFIKACJA

Nr kat.	1,3 cm szerokość x długość [m]	Wat & Volt
DH.WHM12311	1,3 cm x 0,6 m	200 W, 230 V
DH.WHM12312	1,3 cm x 1,0 m	200 W, 230 V
DH.WHM12313	1,3 cm x 1,5 m	250 W, 230 V
DH.WHM12314	1,3 cm x 2,0 m	300 W, 230 V
DH.WHM12315	1,3 cm x 2,5 m	350 W, 230 V
DH.WHM12316	1,3 cm x 3,0 m	400 W, 230 V
Nr kat.	2,5 cm szerokość x długość [m]	Wat & Volt
DH.WHM12321	2,5 cm x 0,6 m	200 W, 230 V
DH.WHM12322	2,5 cm x 1,0 m	200 W, 230 V

DH.WHM12323	2,5 cm x 1,5 m	250 W, 230 V
DH.WHM12324	2,5 cm x 2,0 m	300 W, 230 V
DH.WHM12325	2,5 cm x 2,5 m	350 W, 230 V
DH.WHM12326	2,5 cm x 3,0 m	400 W, 230 V
DH.WHM12327	2,5 cm x 4,0 m	550 W, 230 V
DH.WHM12328	2,5 cm x 6,0 m	700 W, 230 V

[Link do pliku źródłowego](#)



BIOGENET
ul. Parkingowa 1,
05-420 Józefów k./Otwocka

SPRZEDAŻ:
tel. 22 463 80 40 do 45, fax: 22 417 31 98,
biogenet@biogenet.pl

SERWIS:
tel. 22 463 80 47 do 49,
serwis@biogenet.pl