

PID: DH.WHM1205x

UID:

Ostatnia aktualizacja: 02.03.2022 14:09

by **biogenet**

DAIHAN
Scientific

CZASZA GRZEJNA WHM 50-6000 ML, 450°C, BEZ KONTROLERA



INNE ZDJĘCIA



OPIS OGÓLNY

Właściwości:

- certyfikat **CE**,
- duży wybór wielkości,
- aluminiowa obudowa,
- urządzenie łatwe w użyciu,
- do użytku z mieszadłem magnetycznym,
- opcjonalnie kontroler temperatury (analogowy lub cyfrowy),
- kwasoodporność i długa żywotność urządzenia.

MODELE

- **DH.WHM12050**, na kolbę 50 mL
- **DH.WHM12051**, na kolbę 100 mL
- **DH.WHM12052**, na kolbę 250 mL
- **DH.WHM12053**, na kolbę 500 mL
- **DH.WHM12054**, na kolbę 1000 mL
- **DH.WHM12055**, na kolbę 2000 mL (Duran/Iwaki)
- **DH.WHM12056**, na kolbę 3000 mL (Duran/Kimax)
- **DH.WHM12057**, na kolbę 5000 mL
- **DH.WHM12058**, na kolbę 6000 mL (Duran/Kimax)

SPECYFIKACJA

Nr kat.	Pojemność kolby	Średnica kolby [mm]	Moc	Głębokość wewnętrzna [mm]	Wymiary zewnętrzne [mm]	Pręt wspierający [mm]	Rodzaj kolb (producent)
DH.WHM12050	50 mL	49~52	80 W	48	Ø145 x H75	Ø13 x H440	ogólne przeznaczenie
DH.WHM12051	100 mL	63~66	80 W	50	Ø145 x H75	Ø13 x H440	ogólne przeznaczenie
DH.WHM12052	250 mL	83~86	140 W	50	Ø145 x H75	Ø13 x H440	ogólne przeznaczenie
DH.WHM12053	500 mL	102~105	240 W	85	Ø190 x H110	Ø13 x H440	ogólne przeznaczenie
DH.WHM12054	1000 mL	130~133	350 W	85	Ø190 x H110	Ø13 x H440	ogólne przeznaczenie
DH.WHM12055	2000 mL	165~169	450 W	110	Ø270 x H135	Ø13 x H660	dla DURAN/Iwaki
DH.WHM12056	3000 mL	184~187	550 W	110	Ø270 x H135	Ø13 x H660	dla DURAN/Kimax
DH.WHM12057	5000 mL	221~224	800 W	140	Ø325 x H165	Ø13 x H800	ogólne przeznaczenie
DH.WHM12058	6000 mL	234~237	800 W	140	Ø325 x H165	Ø13 x H800	dla DURAN/Kimax

WYPOSAŻENIE OPCJONALNE

- **WHM-C10A** kontroler analogowy, nr kat. DH.WHM12500
- **WHM-C10D** kontroler cyfrowy, nr kat. DH.WHM12500

[Link do pliku źródłowego](#)



BIOGENET
ul. Parkingowa 1,
05-420 Józefów k./Otwocka

SPRZEDAŻ:
tel. 22 463 80 40 do 45, fax: 22 417 31 98,
biogenet@biogenet.pl

SERWIS:
tel. 22 463 80 47 do 49,
serwis@biogenet.pl