

PID: DH.WOS01085

UID:

Ostatnia aktualizacja: 29.04.2021 11:12



MIESZADŁA MECHANICZNE SERIA HT-140



INNE ZDJĘCIA



OPIS OGÓLNY

Zdalnie sterowane, cyfrowe mieszadło mechaniczne o wysokim momencie obrotowym serii **HT-DX (model HT-140T)** przeznaczone do roztworów o średniej / wysokiej lepkości (max. 160.000 mPas), dla objętości 100 L, z max. prędkością 1000 obr./min. Sterowanie odbywa się za pomocą zewnętrznego kontrolera z opatentowanym systemem kontroli Jog-Shuttle. Mieszadło wyposażone w silnik z przekładnią ślimakową 3.5:1.

MODELE

- HT-140T

CERTYFIKATY

CE

SPECYFIKACJA

Prędkość i moment obrotowy	O wysokim momencie obrotowym
Kontrola	Model cyfrowy
Typ kontrolera	Zdalny
Modele	HT-140T
Max. pojemność (woda) [L]	100
Max. lepkość cieczy [mPas]	160.000

Moc silnika (wejście / wyjście) [W]		130 / 120
Max. moment obrotowy [Ncm]		550
Średnica pręta mieszającego [mm]		10
Zakres prędkości [obr./min]		50-1000
Napęd silnika		Z przekładnią ślimakową 3.5:1
Kontroler		Cyfrowy z pokrętkiem Jog Shuttle (obróć i puść) typu zdalnego
Wyświetlacz		Cyfrowy LCD (timer, rpm, wykres graficzny)
Środowisko pracy	Zakres temp. otoczenia [°C]	0-40
	Max. wilgotność [%]	80
Zabezpieczenia		Przeładowanie i ochrona przed przegrzaniem silnika
Wymiary jednostki głównej (W x D x H) [mm]		155 x 230 x 110
Waga jednostki głównej [kg]		4
Inne		- Łagodny start i zmiana prędkości mieszania dla stabilnej pracy - Funkcja pamięci (rpm i timer): tylko w modelach cyfrowych - Tryb blokowania pokrętki Jog Shuttle): tylko w modelach cyfrowych - Alarm (status błędów i zakończenie timera): tylko w modelach cyfrowych
Zasilanie		AC 230 V / 50/60 Hz

Standardowe lepkości

Materiał	Lepkość	Zalecane modele
Woda	1	HT-140T
Mleko	3	
Olej sojowy	160	
Lakier (politura)	500	
Lakier	1.000	
Miód	3.000	
Standard lepkości	10.000	
Standard lepkości	15.000	
Ketchup	30.000	
Standard lepkości	50.000	
Musztarda	70.000	
Syrop kukurydziany	100.000	
Standard lepkości	150.000	
Masło orzechowe	250.000	-

[Link do pliku źródłowego](#)



BIOGENET
ul. Parkingowa 1,
05-420 Józefów k./Otwocka

SPRZEDAŻ:
tel. 22 463 80 40 do 45, fax: 22 417 31 98,
biogenet@biogenet.pl

SERWIS:
tel. 22 463 80 47 do 49,
serwis@biogenet.pl