

WYSOKOWYDAJNA MINIWIRÓWKA CF-5



INNE ZDJĘCIA



OPIS OGÓLNY

Właściwości:

- wykorzystywana m.in. do badań DNA i RNA,
- funkcja szybkiego odwirowania ze ścianek probówek,
- dostarczana z dwoma rotorami:
 - rotor stałokątowy na probówki o poj. 6 x 0,5 mL / 1,5 mL / 2,0 mL (łącznie z adapterem 6 x 0,2 mL / 0,5 mL),
 - rotor do dwóch pasków typu PCR 8 x 0,2 mL lub na 16 probówek typu PCR o poj. 0,2 mL,
- płynne otwieranie pokrywy poprzez jej naciśnięcie,
- urządzenie wraz z rotorem wykonane z materiału ABS,
- przejrzysta pokrywa wykonana z PC (poliwęglan),
- lampa LED informująca o pracy urządzenia,
- przełącznik bezpieczeństwa On/Off pokrywy: zamknięta podczas pracy urządzenia, otwarta po zakończeniu użytkowania,
- posiada certyfikaty: **CE** / GMP.

MODELE

- **CF-5**; nr kat.: DH.WCF00005

CERTYFIKATY

CE, GMP

SPECYFIKACJA

MODEL		CF-5
Zakres prędkości		max. 5500 obr./min (1775 x g)
Max. pojemność		6 x 0,5 mL / 1,5 mL / 2,0 mL próbówki typu PCR 2 x 8 x 0,2 mL lub 16 probówek o poj. 0,2 mL
Rotor	stałokątowy	6 otworów na próbówki o poj. 0,5 mL / 1,5 mL / 2,0 mL
	do probówek typu PCR	16 otworów na próbówki o poj. 0,2 ml w paskach typu PCR (8 x 0,2 mL) lub oddzielne probówki
Adapter		w zestawie na próbówki o poj. 6 x 0,2 mL / 0,5 mL
Materiał		pokrywa - PC (poliwęglan), obudowa oraz rotor - ABS
Wymiary (W x D x H) [mm]		178 x 150 x 109
Wymiary transportowe (W x D x H) [mm]		200 x 180 x 175
Waga transportowa		2 kg
Zasilanie		1 faza, 230 V, 50/60 Hz

WYPOSAŻENIE OPCJONALNE

- **CFAR1512M** - rotor stałokątowy na próbówki o pojemności: 6 x 0,5 mL / 1,5 mL / 2,0 mL; nr kat.: DH.WCF00105,
- **CFPR8** - rotor na próbówki typu PCR 2 x 8 x 0,2 mL lub 16 x 0,2 mL; nr kat.: DH.WCF00205,
- **CFTA3** - adapter na próbówki o poj. 0,2 mL, 6 szt.; nr kat.: DH.WCF00201,
- **CFTA4** - adapter na próbówki o poj. 0,5 mL; 6 szt.; nr kat.: DH.WCF00301.

[Link do pliku źródłowego](#)



BIOGENET
ul. Parkingowa 1,
05-420 Józefów k./Otwocka

SPRZEDAŻ:
tel. 22 463 80 40 do 45, fax: 22 417 31 98,
biogenet@biogenet.pl

SERWIS:
tel. 22 463 80 47 do 49,
serwis@biogenet.pl