

PID: DH.WVM00015.E

UID:

Ostatnia aktualizacja: 02.03.2022 14:09



WIELOFUNKCYJNA WYTRZĄSARKA WORTEKS VM-10



OPIS OGÓLNY

Właściwości:

- zastosowanie: mieszanie roztworów w probówkach lub małych kolbach okrągłodennych, ruch oscylacyjny,
- płynna regulacja prędkości pozwala na wybór ustawień wytrząsania od powolnego do bardzo intensywnego,
- certyfikat **CE**,
- łagodne mieszanie w celu ponownego zawieszenia osadu,
- dostarczany z nakładką Ø76 mm oraz standardową głowicą,
- niski poziom hałasu,
- mocna metalowa obudowa zapewnia stabilizację dla wszystkich typów mieszania,
- trzy ustawienia włącznika zasilania z funkcją pracy w trybie dotykowym lub ciągłym,
- różne kształty, rozmiary oraz materiały wykonania nakładek.

MODELE

- **VM-10** (w zestawie z nakładką PM110 oraz standardową głowicą PM210); nr kat.: DH.WVM00010.E

SPECYFIKACJA

MODEL	VM-10
Zakres prędkości	0~3300 obr./min.
Typ ruchu	orbitalny
Sterowanie	analogowe
Nakładki (w zestawie)	standardowa głowica do wytrząsania oraz nakładka Ø76 mm
Materiał	aluminiowy odlew z powłoką proszkową
Wymiary (W x D x H) [mm]	160 x 128 x 145
Waga	3 kg
Wymiary transportowe (W x D x H) [mm]	260 x 200 x 220
Waga transportowa	4 kg
Pobór mocy	30 W
Zasilanie	1 faza, 230 V, 50/60 Hz

AKCESORIA

- nakładka **PM110**, Ø76 mm; nr kat.: DH.WVM00110,

- standardowa głowica **PM210**; nr kat.: DH.WVM00210,
- nakładka **PM310** na mikroprobówki o poj. 0,5~2,0 mL; nr kat.: DH.WVM00310.

[Link do pliku źródłowego](#)



BIOGENET
ul. Parkingowa 1,
05-420 Józefów k./Otwocka

SPRZEDAŻ:
tel. 22 463 80 40 do 45, fax: 22 417 31 98,
biogenet@biogenet.pl

SERWIS:
tel. 22 463 80 47 do 49,
serwis@biogenet.pl